

T-ONE COACH

T-One Coach je 4 kanalni elektroterapijski uređaj za rekreativne i aktivne sportaše, namijenjen za tretman boli, poboljšanje sportske performanse, fitness, wellness i raznovrsne estetske tretmane na tijelu i licu.

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

- 4 neovisna kanala (do 8 elektroda)
- Generator konstantne strujne jakosti do otpora od 1000 Ohm (osigurava konstantnu strujnu jakost u tretmanu čak i kada se uvjeti otpora kože i ostalog tkiva mijenjaju. Uređaj automatski zaustavlja rad ako detektira nedovoljno prijanjanje ili slučajno odljepljivanje elektroda)
- Kompenzirani simetrični pravokutni bifazni impulsi: identična vrijednost pozitivnog i negativnog pola kako bi se izbjegao potencijalno opasan termalni učinak polarizacije
- User feedback: T-ONE prepoznaje pravilnu priključenost kablova i elektroda
- Soft-touch upravljačka tipkovnica jednostavna za primjenu
- On-line vodič na grafičkom, osvijetljenom display-u u boji za brze instrukcije u radu
- 2 + 2 programi (različiti programi istovremeno)
- Ugrađen Ni-Mh akumulatorski baterijski sklop (2300 mAh)
- Odvojeni tretmani za muškarce i žene
- Precizna i djelotvorna programska struktura - **svi** kontraktilni programi sa 3 ili 4 faze, zagrijavanje, glavni trening (kontrakcije u jednoj ili dvije faze) i relaksacija
- Maksimalni intenzitet po kanalu 120 mA, sa doziranjem u pomacima po 1 mA
- Meni na ekranu na pet jezika (Talijanski, Engleski, Njemački, Španjolski, Francuski)



KOMPENZIRANI, BIFAZNI, PRAVOKUTNI IMPULSI SU PRAVA I JEDINA GARANCIJA FUNKCIONALNOSTI I SIGURNOSTI BILO KOJEG ELEKTROSTIMULATORA MIŠIĆA!

Elektrostimulacija inicira mišićne kontrakcije ili neku drugu korisnu reakciju tkiva zahvaljujući električnim impulsima. Ti se impulsi mogu predstaviti kroz dvo ili trodimenzionalnu grafiku. Područje oblika impulsa predstavlja energiju koja stimulira tijelo, uglavnom preko živaca, motoričkih i nociceptivnih. Naravno, trebamo minimalnu količinu stimulusa. Koristeći elektroimpulse, što je veće područje tretmana, jača će biti tjelesna reakcija.

Pravokutni impulsi mogu biti kraćeg trajanja (širine – svaki pojedini impuls) od naprimjer trokutastih ili nekog drugog oblika. Svaki će, dozirani u dovoljnoj količini inicirati kretnje mišića kontrakcijama ili vibracijama, ali najugodniji i najdjelotvorniji su pravokutni.

Impulsi također moraju biti kompenzirani (simetrični) da se pozitivna i negativna faza sasvim neutraliziraju u polarizacijskom smislu, zbog potencijalno opasnog termičkog efekta u slučaju asimetričnih impulsa. Nesimetrični impulsi su manje učinkoviti, a

mogu i zagrijavati protetske implantate. Također se kod nedovoljno dorađenih uređaja, kakvih je mnogo na tržištu, nailazi na distorzije impulsa koje također mogu negativno djelovati na tretirano tkivo, čak do razine ozljede i/ili degeneracije.

SEKVENCIJALNA STIMULACIJA NA 4 KANALA

T-ONE COACH opciono generira alternirane impulse na 4 kanala u svrhu postizanja sekvencijalnih kontrakcija ili vibracija. Tako T-ONE COACH stimulira kinetičke lance u svrhu reeduksije u rehabilitaciji, za dopunu razvoju određenih karakteristika kretnji u sportskom i fitness treningu kao i za bolje prokrvljenje i drenažu.

Velika snaga stimulacije T-ONE COACH uređaja zadovoljava kako aktivne sportaše tako i sve razine ostalih, manje zahtjevnih korisnika.

Popis programa T-ONE COACH

| 16 Tens programa | 14 NMES programa | 18 Estetskih programa | 2 + 2 programi |
|--|--|--|--|
| Tens konvencionalni Tens endorfinski Tens maksimalne vrijednosti Protuupalni program Cervikalna bol Bol u križima - Išjas Distorzija/kontuzija Vaskularizacija Opuštajuća masaža Bol u šaci i zapešću Plantarna stimulacija Teniski lakat Golferski lakat Bol u ramenu TENS Burst Mikrostruje | Zagrijavanje Aerobna izdržljivost Dugi napor (lokalna mišićna izdržljivost) Maksimalna snaga Brzina Eksplozivnost Duboka kapilarizacija Oporavak nakon treninga Agonist/Antagonist Toničke sekvencijalne kontrakcije Fazičke sekvencijalne kontrakcije Duboka masaža EMS | Učvršćivanje Tonizacija Definicija Modeliranje Microlifting lica Lipolysis abdomena Lipolysis bedara Lipolysis stražnjice i bokova Lipolysis ruku Elasticitet tkiva Kapilarizacija Težina u nogama Mikrolifting lica – ručna elektroda Mikrolifting poprsja – ručna elektroda Mikrolifting dekoltea – ručna elektroda Bore na licu – ručna elektroda Bore na čelu – ručna elektroda Kolagen (sinteza) | Tens konvencionalni Tens endorfinski Učvršćivanje Tonizacija Definicija Modeliranje Microlifting lica Mišićni relaksant Masaža Kapilarizacija |

Sadržaj kompleta:

T-ONE COACH uređaj

4 silikonska kabela (za 8 elektroda)

Uputa za upotrebu (i hrvatska) i slikovni vodič za pozicije elektroda

3 paketa elektroda (1x veće, 1x manje i 1x okrugle za lice)

Ugrađena Ni-Mh punjiva baterija

Strujni punjač

Torba za čuvanje i prenošenje

ZONASRCA

I.A.C.E.R. Srl
Via Enzo Ferrari 2
30037 Scorze (VE) ITALY
Tel. +39 041.5401356
Fax +39 041.5402684
<http://www.itechmedicaldivision.com>

EKSKLUSIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER:
BRODING d.o.o.
Maksimirска 49, 10000 Zagreb
tel 01/4811 468, mob 098/275 665
www.zonasrca.hr
broding.info@gmail.com