

MIO-CARE TENS

20 PROGRAMA više od 300 aplikacija

Idealan ako želite tretman boli, a ne trebate sportsku ili estetsku stimulaciju. Besprijekorna, klinički provjerena analgetska djelotvornost.

Glavne značajke

- Kombinirana elektroterapija na 2 neovisna kanala
- Kompenzirani simetrični bifazni impulsi: identična vrijednost pozitivnog i negativnog pola kako bi se izbjegao opasan termalni učinak polarizacije
- Konstantna strujna jakost do otpora 1000 Ohm
- Digitalna tipkovnica jednostavna za korištenje
- Preostalo vrijeme i programi prikazane na grafičkom prikazu
- Interna punjiva baterija (zamjenjiva)
- Osvjetljenje zaslona
- Maksimalni intenzitet 100mA po kanalu



20 TENS - Rehab (Medicinski programi)

Konvencionalni TENS (brzi)	Prevenција atrofija
Endorphinski TENS (produženi efekt)	Atrofija (rehabilitacija trofizma mišića)
TENS maksimalne vrijednosti	Bol šake i zašeoća
Protuupalni	Plantarna stimulacija (na tabanima - antistresna)
Bol u vratu / cervikogena glavobolja	Epicondylitis (teniski lakat - vanjska strana)
Bol u leđima / bedrena bol	Epitroclea (golferski lakat - medijalno)
Uganuća / modrice	Periartritis (bol u ramenu)
Vaskularizacija	Mikrostruje
Relaksant mišića	Stresna inkontinencija
Hematomi (apsorpcija)	Žurna inkontinencija

SADRŽAJ

TENS / EMS elektrostimulator

2 silikonska kabela + 4 Y razdjelna kabela (za 8 elektroda)

8 samoljepivih elektroda (4kom 4,1x4,1, 4kom 4x8)

Interna Ni - Mh punjiva baterija sa novom LL tehnologijom (Long lasting)

Punjač baterija

Kopča za remen

Upute za upotrebu i priručnik za polaganje elektroda

Torba

ZONASRCA

I.A.C.E.R. Srl
Via Enzo Ferrari 2
30037 Scorze (VE) ITALY
Tel. +39 041.5401356
Fax +39 041.5402684
<http://www.itechmedicaldivision.com>

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER:
BRODING d.o.o.
Maksimirska 49, 10000 Zagreb
tel 01/4811 468, mob 098/275 665
www.zonasrca.hr
broding.info@gmail.com